

# Futera Dots

Non-Invasive Fractional RF

## 再生膠原槍

非侵入性 | 無副作用 | 快速復原

去凹凸洞

增加皮膚彈性

平滑肌膚

緊緻鬆弛表皮

收細毛孔

減少黑頭粉刺

減淡細紋

改善妊娠紋

增加膚色光澤

改善疤痕暗瘡印




速效皮膚緊緻 零毛孔無難度



## 多極分段式射頻 UFMR


(Ultra Fractional Multi-Polarity Radiofrequency)

採用新型點陣式的真皮層熱能傳遞技術，利用網狀射頻能量加熱組織，從表皮到真皮通過熱傳達，最大力度促進膠原蛋白再生。





- 非侵入性，多極射頻手柄
- 64-pin點陣探頭，平均分佈
- 穩定及安全的能量輸出
- 接觸式傳送
- 細小機頭，可替換的探頭
- 低痛楚、高效能，無副作用
- 最短化治療時間 15 -20分鐘
- 全面照顧下巴、鼻翼等部位

### UFMR 技術



- 表皮只會形成微小的傷疤
- 減少表皮不必要的刺激
- 具備點陣式表皮再生功效
- 皮膚質地更光滑更富有彈性



- 電極接觸皮膚，恢復快而創傷性少
- 在復原過程中會拉扯表皮，收緊鬆弛皮膚和收細毛孔
- 輕微創傷，能使肌膚自行更生

	Futera Dots	傳統射頻	點陣激光	微針射頻
功效	煥膚 美白 減淡色斑 收細毛孔 減少紋理 增加彈性	收細毛孔 減少紋理 增加彈性	痤瘡 凹疤 色素 緊緻提升	細紋 緊緻提升 疤痕修復 毛孔 活性痤瘡
復原期	1-2天	1天	2-4星期	2-3天
治療間隔	4星期	2-4星期	4-6星期	3-4星期
安全	無出血 疼痛少	無出血 無疼痛	出血 明顯疼痛	出血 明顯疼痛
即時反應	微紅、溫熱、 淺層點狀結痂	微紅、溫熱	1-2天紅腫、 灼熱感、 點狀傷口	紅、溫熱、 點狀結痂

Product Type	Fractional RF
Frequency Output	1 MHz
Tip Type	64 Pin
Repeat Time	0.8 ~ 1.4 sec
Exposure Time	5~200ms
Treatment area	11 x 11 mm
Electrical Req.	AC110~ 220V , 50/60Hz
Dimension (WxDxH)	340 x 350 x 280 mm
Weight	4.5 kg
User Interface	8" Touch LCD
Power Consumption	180VA