

02 注雙氧療程

德國科研「超導激活精華」能針對肌膚調配所需水份・氧份
LipoMed ES Series

為疲倦肌膚
進行底層注養
提升細胞活力
健康肌膚即時擁有

德國冷凍保鮮技術

採用了德國先進超速冷凍保鮮技術，讓產品處於-196℃在超低溫環境下，在3秒鐘內使產品的活性成份達致休眠狀態並保存。當活性成份達致休眠狀態後，以大分子的凍乾保護劑將活性成份包裹保存，形成形成超導激活精華。



複合花酸煥肌再生療程
O2注雙氧療程影片



超導激活精華產品功效

💧 水漾保濕 Moist + ES1

🌊 抗皺緊緻 Renew + ES2

🌿 退紅修復 Repair + ES3

🔴 美白淡斑 White + ES4



提高皮膚補水能力，
增強深層鎖水功能，
舒緩和滋養肌膚。



促進膠原蛋白合成，
增加彈性纖維，
減少細紋和皺紋。
抗氧化和抗自由基。



促進細胞更生，
修復受損皮膚細胞，
舒緩敏感及消炎降紅，
減少發紅和炎症的出現。



有效抑制黑色素形成，
淡化、代謝黑色素，
令肌膚美白亮透。

配合注養療程產品

二氧化碳 CO2+ Tablet



二氧化碳 (CO2+ Tablet) 可以迅速滲透皮膚並到達血管，增加皮膚組織內的氧氣含量形成*波爾效應。在波爾效應下，氧氣含量增加，令血管擴張，同時促進細胞新陳代謝。

活水 Aqua+



活水 (Aqua+) 可舒緩及肌膚再生功能，幫助其他產品之滲透、抗炎、止癢、保濕及滋潤皮膚，能給予肌膚光澤及保濕作用，刺激細胞分裂再生並組織修復功能。

建議配合O2注氧儀使用



O2注氧儀能將超導激活精華瞬間高壓霧化。抽取空氣中的氧氣，經分子過濾器壓縮成為濃度高氧氣活性因子，然後在納米化的壓力下釋放，將活性物質均勻的噴在臉上。

療程原理

將「固態精華」及「CO2+ Tablet」放「O2注氧機」容器加「活水」溶化，注氧機以霧化精華滲入肌膚底層。大分子的凍乾保護劑迅速地形成一層水化膜，瞬間將皮膚水份提升，促進活性成分浸透於皮層內。為肌膚同時「注養 + 注氧」，令細胞即時補充養份，提升皮膚的含氧量，加速細胞代謝，刺激自身膠原蛋白生長。修復過敏泛紅肌膚，改善紅血絲及敏感肌。增加肌膚彈性和緊緻度，能美白及減退色斑，讓肌膚回復健康，光滑亮澤。療程舒服和滋潤，令整面部肌膚得到充份休息。

波爾效應

「波爾效應」形成是增加CO2的濃度可降低細胞內的PH，引起紅細胞內血紅蛋白氧親和力下降的現象。當肌膚的血管細胞遇到CO2時會讓肌膚產生“缺氧”的錯覺。於是肌膚就會盡可能擴張血管加速血液循環吸收“氧氣”。

