

複合花酸

煥 \ 肌 \ 再 \ 生 \ 療 \ 程

PUREMED EDTA Complex Peel



促進膠原蛋白再生修復

去除老化角質層

消除肌膚重金屬

抗氧化美白淡斑

防止毛孔阻塞

加強肌膚新陳代謝



肌膚淨化液 60ml Purifier Solution

透過生物科技研發能有效地淨化皮膚表面，並徹底洗淨毛孔及油脂，有效分解皮膚表面殘留的化學成份及消除細菌；並可以平衡肌膚 pH，令煥肌再生療程效果更佳。

EDTA複合花酸 15% / 30% 2.5ml EDTA Complex Peel 15% / 30%

花酸複合植物萃取液和複合果酸萃取液成分，促進肌膚更新及代謝，防止毛孔阻塞，治療粉刺，暗瘡肌膚，讓肌膚呈現光滑、細緻，改善粗糙、暗啞膚色。



EDTA複合花酸中和液 5ml EDTA Exfoliating Neutralizer


使用複合花酸後作中和皮膚



PUREMED

複合花酸煥肌再生療程
02 雙氧療程影片

成分與功效



EDTA 煥肌再生療程有效改善老化肌膚，重現年輕光彩。

去除
角質

甘醇酸、檸檬酸
親膚性高，成分溫和，加速老廢角質脫落

加速
代謝

EDTA-2Na螯合劑
加速角質更新，獨有排走肌膚重金屬及抑制細菌等功效

美白
淡斑

4MSK、花酸複合植物萃取液、鞣花酸
4MSK是資生堂研究所歷經14年才開發成功的藥用美白成分
鞣花酸兼具美白及抗氧化雙重功效

抗皺
修復

胜肽複合物、麥芽糖、酸乳糖酸
促進真皮層膠原蛋白，修護保濕

再生周期四大階段

1

加速肌膚更生

老舊角質加速脫落，膚色明顯改善
加快更生率，皮膚底層污垢被帶出，
暗瘡有機會增長是好轉反應的自然現象

2

改善皮膚表層問題、假性細紋

皮膚細胞更生率提升後，加速膠原蛋白合成
角質細胞重新排列，肌膚飽滿彈性，改善細紋

3

淡化斑點、改善油性肌膚

黑頭、暗粒、暗瘡等問題明顯改善，有助均勻膚色及
增強肌膚吸收能力，提升醫學美容治療的效果

4

毛孔收縮 緊膚去皺

讓肌膚回復28日自我更新週期，水油平衡的健康狀態
增加活性皮膚厚度，提高保濕力及抗敏力

使用步驟



使用2ml肌膚淨化液於面部及頸部打圈輕按。
再用溫水或水蒸氣洗淨。



使用面掃將複合花酸15%或30%於面部
拭擦2-5分鐘(視乎皮膚狀況而定)，同時以
風扇冷卻，減低療程所造成的不適，小心
慎入眼部、口腔。



使用棉片將中和液塗抹在面部中和。
可以冷水噴灑面上或風扇，冷卻減少療程
所造成的不適。



建議組合

純骨膠原緊緻修護組合 (20次療程/盒)

PureMed運用獨特的生物工程技术，從珍貴魚類提取低分子量膠原蛋白(比正常骨膠原分子細小5000倍)，為肌膚築起鎖水網膜，提高補水能量，保持肌膚彈性飽滿。骨膠原純天然粉配合骨膠原活化液，能提升面部緊緻度，緊緊鎖住水份，有助於消除皮膚暗沉，促進皮膚細胞自我更新、修復能力，防止和減少皺紋出現，收細毛孔，使肌膚健康水潤。

純骨膠原粉：膠原縮氨酸

活化液成份：蘆薈、黃瓜果實提取物、維生素A、C、E等高效抗氧化劑。

使用方法：

將一包膠原粉末(3g)和骨膠原活化液約三泵(1.5ml)混合，用面膜掃均勻地塗在臉上，塗後會感覺面部繃緊(避免表情紋產生)。等待15至20分鐘使面膜完全乾透，然後用溫水洗淨即可。

建議可配合Lipomed活性銀箔修復面膜或金箔亮顏面膜同時使用，保濕滋潤效果更佳。

